



## Circuit propre de stérilisation: Audit des services utilisateurs

L. Pacqueu, M. Descours, A.C. Duployez, C. Denis (Stérinord CHRU Lille)


### Introduction

**Circuit propre** = réalisation du nettoyage +/- emballage dans le service

Lié aux caractéristiques du matériel qui ne permettent pas un nettoyage standard (par exemple la verrerie).

### Objectif

Évaluer et améliorer les pratiques de **prédesinfection, nettoyage et conditionnement** dans les services ayant un circuit propre



	Audit biberonnerie – Lactarium UF 4190 – UF 4180	Code du document S-Formulaire d'Enregistrement / Qualité / QJJA-FE-001959 Date d'application : [17/06/2020] Version : [001] Page 2 sur 5
--	-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prédesinfection et Lavage en laveur désinfecteur			
	Détails	Conforme	Non conforme
Tenue ? Port d'EPI ?			
Local dédié ?			
État de propreté des locaux			
Préciser la fréquence de nettoyage			
Acheminement des DM entre l'utilisateur et la prérécomposition			
Prénettoyage ?			
Accessoires : Brosses ? Ecouvillons ?			
Laveuse marque et référence conforme à la FI			
Produit utilisé			
Nom et type du cycle			
Démontage des DM			
Ouverture des instruments articulés			
Irrigation des creux			
DM placés en position dévive			
Les paramètres de validation du cycle sont connus			
Validation de cycle et de la charge			
Trasabilité sur la fiche de liaison			

Prédesinfection et lavage en mode manuel – Procédure dégradée			
	Détails	Conforme	Non conforme
Conformance en litres du bac/laveur			
Contenance en litres du bac/laveur correcte ?			
Produit utilisé pour le bain d'immersion			
Calcul de dilution maîtrisé (0,5 %, 1 % ou de pompe à 20ml pour 5L)			
Accessoires : Brosses ? Ecouvillons ?			
Temps de trempage respecté (15 min)			
Immersion complète des instruments			
Respect des procédures d'essuyage pour les DM non immergés			
Rinçage (dont l'intérieur des creux)			
Changement de bain			

Inser le version informatrice du registre de gestion documentaire en validant le document interne, imprimé au C.H.U. de Lille

### Matériels et méthodes

#### Critères observés lors de l'audit :

- Locaux
- Respect des règles d'hygiène
- Connaissance et accès aux documents qualifiés
- Conformité des équipements et des produits détergents utilisés
- Maîtrise du processus de prédesinfection et lavage selon le procédé habituel et selon une procédure dégradée
- Conditionnement du matériel
- Entretien et chargement des bacs de transport
- Stockage du matériel stérile

### Résultats

#### 4 services audités dont 3 équipés d'un laveur désinfecteur :

- Non-conformité des locaux pour 4 services
- **Non respect des règles d'hygiène** dans 3 services
- Non respect des procédures d'entretien des bacs de transport
- Affichage de **documents obsolètes** dans 2 services
- **Programmes de lavage non conformes** dans 2 services sur 3
- **Validation des cycles** réalisée dans 2 services mais de façon **non satisfaisante** (validation incomplète)

### Conclusion – discussion



Non conformités relevées pour tous les services



Révision des procédures avec prise en compte des contraintes et des attentes des utilisateurs.



Proposition d'améliorations.



Suivi et évaluation de l'application des mesures correctives à prévoir



Amélioration des échanges entre service de stérilisation et services utilisateurs

